



## **METODA E MARRJES SË MOSTRËS**

**EPRUVETËN për mostrën ruajeni larg nga fëmijët**

**Evitoni kontaktin me mostrën e marrë dhe me pajisjet për transportimin e saj**

1. Mostrën nga fekalet vendoseni në një enë të pastër dhe të thatë.
2. Mos e thyeni majën e kuqe të EPRUVETËS
3. Hiqeni kapakun e kuq të EPRUVETËS bashkë me shkophthin për aplikim që është i ngjitur me kapakun që e mban epruvetën drejtë duke mundësuar kështu që të mos derdhet mediumi për transportim
4. Aplikatori- shkophthi futet në tre-katër vende në fekalet
5. Largojeni pjesën e tepërt të fekalet nga aplikatori me ndihmën e një faculete. Sasia e mostrës që mbetet në sipërfaqen e shkophthit është sasi e mjaftueshme për analizë
6. Rifuteni aplikatorin në EPRUVETË dhe mbylleni mirë kapakun. Shkunderi mirë EPRUVETËN me qëllim që mostra të përzihet mirë me mediumin për transportim
7. Në këtë mënyrë veprohet me të tre epruvetat, duke marrë mostra nga tre jashtëqitje të njëpasnjëshme, në periudhë kohore prej shtatë ditësh.
8. Mostra e trajtuar në këtë mënyrë duhet analizuar brenda një jave

Mostrat dërgohen në Qendrën e shëndetit publik ose në njësinë rajonale në qytetin tuaj. Rezultatit e fituar ia dërgoni mjekut tuaj amë. Në rast të rezultatit pozitiv, mjeku amë do ju udhëzojë për analiza të mëtejme.